



BUDOWA URZĄDZENIA



UWAGA!

W trakcie inhalacji ważna jest Twoja postawa. Możesz przyjąć pozycję siedzącą lub stojącą. Pamiętaj aby twoje plecy był proste a ramiona opuszczone. Prawidłowa, skorygowana pozycja zapewni pełną ruchomość klatki piersiowej, aktywność odpowiednich mięśni oddechowych a w rezultacie skuteczną inhalację



INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA

1. Zdejmij osłonę z ustnika inhalatora
2. Energicznie wstrząśnij inhalatorem poruszając nim w górę i w dół, 3-5 razy. Po wstrząśnięciu trzymaj inhalator w pozycji pionowej.
3. Siedząc lub stojąc odchyl głowę do tyłu.
4. Wykonaj głęboki wydech przez usta z dala od inhalatora.
5. Włóż ustnik do ust i szczelnie obejmij ustami.
6. Jednocześnie naciśnij przycisk inhalatora i wykonaj głęboki wdech przez usta.
7. Zatrzymaj powietrze na 5-10s jednocześnie wyjmując ustnik inhalatora z ust i zamykając je.
8. Wykonaj spokojny wydech i powróć do normalnego oddychania.
9. Załóż osłonę na ustnik.

Inhalator MDI

Najczęściej popełniane błędy podczas inhalacji:

1. Nie zdjęcie osłony z ustnika !!
2. Nieprawidłowo trzymany inhalator (musi być trzymany pionowo) !!
3. Nie szczelne objęcie ustnika ustami !!
4. Brak synchronizacji uwolnienia dawki z wdechem !!
5. Wdech przez nos !!
6. Inhalacja pustym urządzeniem !!

CZYSZCZENIE INHALATORA:

Jeżeli to konieczne zewnętrzną część ustnika przetrzyj wilgotną (nie mokrą) ściereczką